

OLYMPUS[®]

Your Vision, Our Future

EVIS
LUCERA

EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ

OLYMPUS GIF TYPE XP260NS



光量UPと2ライトガイドを実現しながら、
細さと軟らかさも両立。

鼻からもやさしい進化系・極細スコープ。



SlimSIGHT[™]


より経鼻スクリーニングに適した観察性能と患者様へのやさしさを実現しました。

◎診やすさの向上

光量UPにより、観察・生検に威力を発揮。
ライトガイドを2つ装備したことで、
鉗子挿通時に生じる影も解消されます。



GIF-XP260NS



GIF-XP260N

◎軟らかなコシ

スコープのコシを
軟らかくすることで
経鼻挿入時の
苦痛軽減を図り、
より負担の少ない
検査へと導きます。



GIF-XP260

GIF-XP260N


GIF-XP260NS

◎細径化の実現

先端部外径5.4mm。
患者様にやさしい
経鼻スクリーニングにも
適したスコープです。




GIF-XP260NS GIF-XP260N



画質と先端部外径 (LUCERA上部スコープ)

◎NBIの活用

NBIと組み合わせることで、より精度の高い診断を
サポートします。



通常光画像 (胃腺腫)




NBI画像 (胃腺腫)



OLYMPUS GIF TYPE XP260NS 仕様・性能

光学系	視野角	120°
	観察深度	3~100 mm
	照明方式	ライトガイド方式
	NBI観察	対応
先端部	外径	5.4 mm
湾曲部	湾曲角	Up 210° Down 90° Right 100° Left 100°
軟性部	外径	5.8 mm
有効長		1,100 mm
全長		1,420 mm
鉗子	チャンネル内径	2.0 mm
	最小可視距離	3 mm
	視野内での見え方	
高周波処置		非対応



販売名: EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE XP260NS
医療機器認証番号: 221ABBZX00216000

●仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

OLYMPUS

オリンパス メディカル システムズ株式会社
〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モリス
www.olympus.co.jp

Olympus Customer Information Center Endoscope
内視鏡お客様相談センター

0120-41-7149 FAX 03 (3375) 7596
※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

MEDICAL TOWN

医療従事者向け内視鏡総合サイト メディカルタウン www.medicaltown.net

取扱販売店名